

補装具が合わなくなったかな？ おうちで簡単チェック！

☆補装具が合わなくなってきたような気がするけど…、今相談するべきかな…チェックの仕方がわからない…そのようなことはありませんか？ 下肢装具・車いす、こうなったら小さくなって
いるかも🐧👉



下肢装具



ここに、骨の出っ張りがあり、一番の上のベルトは、この骨より指1～2本分下にくるように作られています。これより低い！

ベルトが短くなってきた！

つま先が出ている！
かかとが入らない！

立てるお子さんは
立ってチェックして
みてね！



中敷きを靴から取り出し、その上に
足をのせた時につま先が出てきた！

骨が突出している部分
が赤くなりやすいです。
赤みが15分以上消え
なかったら、相談を！！



赤くなり
やすいよ！



車いす・バギー

枕から頭がはみ出てきた！

肘掛けの高さが低く肘が置けない
or
テーブルが低い！

テーブルをつけてみると
わかりやすいよ！



座りにくい、違和感が
ある場合も要注意だね！



しっかり、座らせても
これらが原因で姿勢
が崩れるようだったら
相談を！

奥までしっかり座っても膝が
前に飛び出ている！
太もも裏が浮いている！

いかがでしたか？少しでも気になる
ことがあれば、担当の理学療法士・
作業療法士に相談してみてくださいね！